



ASPIJECT® SIS

Stück 1,8 ml selbstaspirierend (passiv)



Artikelnr.: 216246
Hersteller: Ronvig Dental Mfg. A/S
Gewicht: 0.091 kg
Höhe: 26 mm
Breite: 90 mm
Länge: 187 mm

€ 98,87

Zzgl. MwSt.

Stück 1,8 ml Injektionsspritze, selbstaspirierend (passiv)

Ein steriles Injektionssystem.

Die Sterilität ist durch Einschluss der unsterilen Zylinderampulle in der autoklavierbaren, transparenten Schraubhülse gewährleistet. Die Zylinderampullenspritze verfügt über ein ergonomisches Design, das ein optimales Gleichgewicht und taktile Kontrolle der Injektion bietet. Die automatische Aspiration erfolgt durch einen leichten Druck auf den Kolben.

- Hergestellt aus säurebeständigem Edelstahl und hitzebeständigem Polymer
- Autoklavierbar
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitung
- Die Hülsen werden in Packungen zu je 3 Stück geliefert und sind autoklavierbar