



Bulk EZ PLUS

Set 6 g Spritze A2/B2, 6 Tips



Artikelnr.: 216299
Hersteller: American Dental Systems
Gewicht: 0.052 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 100 mm
Länge: 146 mm

€ 92,86

Zzgl. MwSt.

Set 6 g Spritze A2/B2, 6 Tips

Bulk EZ PLUS ist die verbesserte Weiterentwicklung von Bulk EZ, mit allen bekannten und weiteren Vorteilen. Das dualhärtende Komposit, das sich durch seine unbegrenzte Aushärtungstiefe auszeichnet, wurde speziell für Bulk Fill-Restaurationen entwickelt. Es kombiniert eine hervorragende, fließfähige Kavitätenanpassung mit einer hohen Festigkeit. *Bulk EZ PLUS* zeichnet sich zu Beginn der Anwendung durch seine Fließfähigkeit aus und weist nach der vollständigen Selbsthärtung ähnliche physikalische Eigenschaften auf, wie herkömmliche Komposite mit hoher Röntgenopazität. Die einzigartige selbsthärtenden IntelliTek™-Technologie sorgt dafür, dass die Schrumpfung gezielt kontrolliert und gesteuert und somit das Risiko interproximaler Microleakages praktisch ausgeschlossen werden kann. Da keine Schichtung erforderlich ist, beträgt die Zeitersparnis gegenüber lichthärtenden Bulk Fill-Kompositen 60 % (Selbstaushärtungszeit 90 Sek.). Dank des nur 80 nm großen Zirkonfüllers zeichnet sich *BULK EZ PLUS* zudem durch seine verbesserte Farbanpassung, Polierbarkeit und Abrasionsfestigkeit aus. Im Vergleich zu seinem Vorgänger ist *Bulk EZ PLUS* bei noch mehr Indikationen einsetzbar, da es für die Restaurationsklassen I-VI freigegeben wurde. Einfaches Handling ist mit *Bulk EZ PLUS* garantiert, denn dank seiner fließfähigen Konsistenz gibt es keine Blaseneinschlüsse. *Bulk EZ PLUS* ist mit allen Adhäsiv-Systemen kompatibel.