



smartmask Plus

Packung 50 Stück latexfrei, 4-lagig, weinrot



Artikelnr.: 216353
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.185 kg
Höhe: 90 mm
Breite: 100 mm
Länge: 180 mm

€ 2,96

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Masken latexfrei, 4-lagig, weinrot

Der neue smartmask Plus ist ein 4-lagiger Einmal-Mundschutz mit Elastikband. Er besticht durch seine Qualität und Passform. smartmask Plus hat ein glasfaserfreies Filtermedium und ist latex- und nickelfrei.

Bakterielle Filterleistung ? 98%, entspricht der EN 14683:2019+AC:2019, Typ IIR