



# Signum universal bond

Packung 4 ml Haftvermittler II



Artikelnr.: 216385  
Hersteller: Kulzer GmbH  
Gewicht: 0.059 kg  
Höhe: 38 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 115 mm

**€ 69,80**

Zzgl. MwSt.

## Packung 4 ml Haftvermittler II

*Signum universal bond* ist ein Haftvermittler für die Kronen-, Brücken- und Modellgusstechnik.

### Indikationen

#### Metall

- Haftvermittlung zwischen Gerüstoberflächen aus Metalllegierungen (Edelmetall, Nicht-Edelmetall oder Titan) und (meth-)acrylatbasierten Verblendwerkstoffen bei gleichzeitiger Verwendung von makromechanischen Retentionen
- Haftvermittlung zwischen Modellguss-Gerüstoberflächen aus Metalllegierungen (Edelmetall, Nichtedelmetall oder Titan) und (meth-)acrylatbasierten Verblendwerkstoffen bzw. Prothesenbasismaterialien (Heiß- oder Autopolymerisate)
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von metallgestützten Komposit-Verblendungen
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von metallkeramischen Verblendungen

#### Zirkondioxid

- Haftvermittlung zwischen Gerüsten, Implantataufbauten und Einzelkronen aus ZrO<sub>2</sub> und lichthärtenden Verblendwerkstoffen
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Composite-Verblendungen auf ZrO<sub>2</sub> Gerüsten
- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Keramiken auf ZrO<sub>2</sub> Gerüsten

#### PEEK-Hochleistungspolymere

- Haftvermittlung zwischen Gerüsten, Implantataufbauten und Einzelkronen aus PEEK-Hochleistungspolymeren und lichthärtenden Verblendwerkstoffen
- Haftvermittlung zwischen Modellguss-Gerüstoberflächen aus PEEK-Hochleistungspolymeren und lichthärtenden Verblendwerkstoffen bzw. Prothesenbasismaterialien (Heiß- oder Autopolymerisate)

- Haftvermittlung zur extraoralen Reparatur von Komposite-Verblendungen auf PEEK Gerüsten