



Primeprint Box

Stück



Artikelnr.: 216404
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 1.402 kg
Höhe: 52 mm
Breite: 178 mm
Länge: 278 mm

€ 309,98

Zzgl. MwSt.

Stück Box

Zubehör für Primeprint.

- Dieses integrierte Transportbox-System gewährleistet eine saubere und sichere Anwendung ohne direkten Kontakt mit dem Harz. Die Primeprint Box bietet UV-Schutz, um eine zusätzliche UV-Belastung zu vermeiden.
- 3D-Druck, Waschgang und Lichthärtung mit dem Primeprint 3D-Drucker und der Primeprint PPU (Post Processing Unit). Primeprint arbeitet mit Software für die automatisierte Druck- und Nachbearbeitung sowie für ein umfassendes und intelligentes Materialmanagement zusammen