



Primeprint individueller Belichtungsträger

Stück



Artikelnr.: 216408
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 1 kg

€ 410,44

Zzgl. MwSt.

Stück Belichtungsträger

Zubehör für Primeprint.

- 3D-Druck, Waschgang und Lichthärtung mit dem Primeprint 3D-Drucker und der Primeprint PPU (Post Processing Unit). Primeprint arbeitet mit Software für die automatisierte Druck- und Nachbearbeitung sowie für ein umfassendes und intelligentes Materialmanagement zusammen