



# Ultradent™ Porcelain Repair

Kit



Artikelnr.: 216427  
Hersteller: Ultradent Products GmbH  
Gewicht: 0.215 kg  
Höhe: 51 mm  
Breite: 147 mm  
Länge: 293 mm

**€ 120,55**

Zzgl. MwSt.

**Kit** 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer Spritze, 1,2 ml Ultra-Etch Spritze, 1,2 ml OpalDam Spritze, 1,2 ml Peak Universal Bond Spritze, 1,2 ml Porzellanätzspritze, 1,2 ml Ultradent Silan Spritze, 20 schwarze Mini-Pinselspitzen, 20 Blue Micro Spitzen, 20 Micro Spitzen 20 GA, 20 Inspiral Pinselspitzen

*Porcelain Repair* erfreut sich aufgrund verbesserter Techniken zur Behandlung von Porzellan wachsender Beliebtheit. Wenn es gut gemacht wird, ist die Porzellanreparatur eine *weniger invasive und kostengünstigere Möglichkeit, die Langlebigkeit von Porzellanrestorationen zu verlängern*. Das *Ultradent Porcelain Repair Kit* enthält alle Produkte und Spitzen, die für die Reparatur von Verbundporzellan, Porzellan zu Metall und Porzellan zu Porzellan benötigt werden.

- Enthält alle notwendigen Pre-Composite-Placement-Materialien
- Rendite hoher Bindungsstärken
- Ermöglicht schnelle, einfache Reparaturen ohne Vermischung
- Alle Chemikalien im Ultradent Porzellan Reparaturset sind glutenfrei zertifiziert