



Easy Tray

Stück 18 x 10 cm, blau



Artikelnr.: 216432
Hersteller: Nichrominox
Gewicht: 0.25 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 100 mm
Länge: 180 mm

€ 38,60

Zzgl. MwSt.

Stück Tray 18 x 10 cm, blau

Easy Tray Trays ermöglichen die sichtbare und geordnete Aufbewahrung Ihrer Instrumente. Sie werden für jede Art von operativem Eingriff empfohlen. Sie erleichtern die Dekontamination und Reinigung von Handinstrumenten. Es ist das ideale Produkt für Waschmaschinen und Thermodesinfektoren oder sogar Ultraschalltanks. Kann für alle Arten von Handlungen verwendet werden.

- Instrumentenhalter aus Edelstahl und Silikon
- Mit Silikon ausgekleideter beweglicher und einziehbarer selbstverriegelnder Griff zum Festhalten von Instrumenten unabhängig von ihrem Durchmesser
- Unterstützt alle Arten der Dekontamination und Reinigung (Absackung möglich)