



## Laborsil speed

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

---



Artikelnr.: 216433  
Hersteller: Dreve Dentamid GmbH  
Gewicht: 0.263 kg  
Höhe: 76 mm  
Breite: 95 mm  
Länge: 138 mm

**€ 44,07**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen

### *Laborsil speed*

Vielseitig anwendbares Matrizenmaterial mit einer Endhärte von 75 Shore A und hervorragender Detailwiedergabe. Für verlässliche Ergebnisse enthält *Laborsil speed* einen chemischen Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess anhand des Farbverlaufs von „blau“ zu „weiß“ 1:1 widerspiegelt. So wird die finale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephase wirklich beendet ist.