



Taschentuchserviette

Packung 300 Stück weiß, 40 x 40 cm, 2-lagig



Artikelnr.: 216648
Hersteller: Duni GmbH & Co. KG
Gewicht: 1.501 kg
Höhe: 143 mm
Breite: 215 mm
Länge: 413 mm

€ 20,43

Zzgl. MwSt.

Packung 300 Servietten weiß, 40 x 40 cm, 2-lagig

Großzügig in Größe und Stimmung. Maximieren Sie Ihr Gästeerlebnis sowie die Hygiene und Benutzerfreundlichkeit. Die wirtschaftliche Wahl. Eignet sich für informelles Frühstück, Mittagessen und Snackpausen. Je mehr Lagen, desto besser die Haltbarkeit. Kompostierbar.

- Großzügig in der Größe
- Wirtschaftliche Wahl
- Je mehr Lagen, desto besser haltbar
- Kompostierbar