



PIEZON® PI MAX Instrument Tool

Stück



Artikelnr.: 216685
Hersteller: E.M.S. Electro Medical
Gewicht: 0.059 kg
Höhe: 16 mm
Breite: 38 mm
Länge: 68 mm

€ 68,18

Zzgl. MwSt.

Stück Tool

Wenn die Instrumentenspitze nach etwa 20 Behandlungen (= 3 mm) abgenutzt ist, kann sie dank des PI MAX Tools leicht ausgewechselt werden. Das Tool hilft, die Abnutzung der Spitze zu überprüfen und sie bei Bedarf zu ersetzen. Um einen hohen Komfort für den Patienten und die Effizienz des Instruments zu erhalten, sollte der Abnutzungsgrad regelmäßig überprüft werden.