



TORK® Rollenhandtuch

Packung 6 Stück weiß, 24,7 cm, 2-lagig



Artikelnr.: 216711
Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH
Gewicht: 9.585 kg
Höhe: 247 mm
Breite: 386 mm
Länge: 579 mm

€ 78,83

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Rollen weiß, 24,7 cm, 2-lagig

Die Sensorspender für *TORK® Rollenhandtücher* ermöglichen eine Einzelblattausgabe, die den Verbrauch senkt und die Hygiene verbessert. Advanced Rollen haben eine hohe Kapazität und sorgen dafür, dass immer Papier zur Verfügung steht. Sie sind außerdem ideal für stark frequentierte Waschräume wie beispielsweise in Schulen oder auf Flughäfen. Langlebige Rollen minimieren die Wartungskosten und maximieren zugleich den Service. Advanced Qualität ermöglicht Kosteneinsparungen und eine hohe Leistung

- H13 – Elektronisches Rollenhandtuch System
- Qualität-Advanced
- Rollenlänge 143 m, Rollenbreite 24.7 cm, Rollendurchmesser 19.3 cm, Innendurchmesser Kern 4.4 cm
- Lagen 2
- Bedruckt-Nein
- Prägung-Ja
- Farbe-Weiß