




# Stahlbohrer 1

Packung 5 Stück RA, Figur 001, Kugel, ISO 016

---



Artikelnr.: 216730  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.006 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 79 mm

**€ 2,95**

*Zzgl. MwSt.*

---

Packung 5 Bohrer RA, Figur 001, Kugel, ISO 016

Kugel.

- Max. Drehzahl (ISO 005 - 018) 50.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 021 - 027) 30.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 029 - 033) 25.000 U/min.
- Max. Drehzahl (ISO 035 - 040) 20.000 U/min.
- Kavitätenpräparation