



## Aquasil® Ultra+

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Medium Fast Set, 20 Mischkanülen

---



Artikelnr.: 216751  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 1.52 kg  
Höhe: 130 mm  
Breite: 194 mm  
Länge: 207 mm

**€ 248,32**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Medium Fast Set, 20 Mischkanülen

*Aquasil® Ultra+* ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neuste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate