



Aquasil® Ultra+

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Heavy Fast Set, 20 Mischkanülen



Artikelnr.: 216753
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 1.52 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 154 mm
Länge: 194 mm

€ 197,38

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Heavy Fast Set, 20 Mischkanülen

Aquasil® Ultra+ ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neueste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate