



Aquasil® Ultra+

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Heavy Extended Set, Zubehör, 20 Mischkanülen



Artikelnr.: 216755
Hersteller: Dentsply Sirona Europe
Gewicht: 1.5 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 210 mm
Länge: 195 mm

€ 248,32

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche DECA Heavy Extended Set, 20 Mischkanülen

Aquasil® Ultra+ ist ein A-Silikon Abformmaterial welches für alle Abformtechniken geeignet ist. Neuste Entwicklungen sorgen dafür, dass die klinische Leistungsfähigkeit auf allen Gebieten optimiert wurde.

- Verbesserte Hydrophilie für höhere Präzision als je zuvor
- Verbesserte Reißfähigkeit für mehr Sicherheit
- Verschiedene Optionen bei Abbindezeiten und Applikation für bessere klinische Resultate