



ALGINoplast®

Sparpackung 20 x 500 g Beutel NH, Pfefferminz



Artikelnr.: 216780
Hersteller: Kulzer GmbH
Gewicht: 21.5 kg
Höhe: 215 mm
Breite: 390 mm
Länge: 390 mm

€ 283,62

Zzgl. MwSt.

Sparpackung 20 x 500 g Beutel NH, Pfefferminz

Alginoplast® weist eine hohe Detailtreue, Elastizität und Reißfestigkeit auf sowie eine hervorragende Kompatibilität mit Gips. Das staubfreie und saubere Mischen ist einfach und komfortabel. Als Basis für unser Alginat-Abformmaterial verwenden wir hochwertige Meeresalgen aus bevorzugten Anbaugebieten. Diese Alginat sind ohne Konservierungsstoffe lange haltbar. Sie beinhalten keine chemischen Desinfektionsmittel und sind deshalb haut- und zahnfleischfreundlich. Ihr milder Pfefferminzgeschmack macht die Abdrucknahme zudem für den Patienten angenehmer. *Alginoplast®* ist bestens geeignet für Dokumentations-, Analyse- und Planungsmodelle sowie für Gegenkiefer- und Arbeitsmodelle.

Alginoplast® erfüllt Ihre Anforderungen an moderne Materialien für die Situationsabformung:

- Seine feste Konsistenz, die eine detaillierte Reproduktion ermöglicht, ist ideal für Zahnärzte, die ein festes Alginat mit hoher Stabilität bevorzugen
- Die schnellhärtende Variante spart Zeit und ist sehr praktisch
- Die normalhärtende Variante ist für das automatische Mischen ohne Zeitdruck bei der Verarbeitung geeignet