



HM Finierer TC30

Packung 5 Stück Einfachverzahnung, HP, Figur 010 umgekehrter Kegel, 1,2 mm, ISO 012



Artikelnr.: 216794
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 68 mm
Länge: 80 mm

€ 22,88

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Finierer Einfachverzahnung, HP, Figur 010 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 1,2 mm, ISO 012

Umgekehrter Kegel.

- Max. Drehzahl 50.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik