



# Thermaprep

Stück 230 V



Artikelnr.: 216800  
Hersteller: Dentsply Sirona Europe  
Gewicht: 0.757 kg  
Höhe: 111 mm  
Breite: 205 mm  
Länge: 256 mm

**€ 439,00**

*Zzgl. MwSt.*

## Stück Ofen 230 V

Ofen zur Erwärmung von Obturatoren für eine einfache, sichere und zeitsparende 3-D-Obturation mit fließfähiger warmer Guttapercha.

- Sicher: für einen exzellenten apikalen und lateralen Kanalverschluss auch in langen, gekrümmten und engen Kanälen
- Zeitsparend: dreidimensionale, sekundenschnelle Erwärmung von bis zu zwei Obturatoren gleichzeitig
- Anwenderfreundlich: Leuchtanzeigen und Signaltöne, langsam und präzise hochfahrende Obturator-Halterungen, Reinigungsmodus für leichte Entfernung von Guttapercha-Resten, modernes Design (Weiterentwicklung des bewährten thermaprep-Ofens)
- Kompatibel mit Obturatoren der Systeme Thermafil, GuttaCore, ProTaper Universal, ProTaper Gold, ProTaper Next, WaveOne Gold