



Adjustment Kit DA2

Kit 6 Stück (3 x Fräser, 3 x Polierer)



Artikelnr.: 216829
Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE
Gewicht: 0.05 kg
Höhe: 70 mm
Breite: 55 mm
Länge: 84 mm

€ 69,24

Zzgl. MwSt.

Kit 6 Instrumente (2 x Fräser Spezialverzahnung KZ, ISO 040, ISO 060, 1 x Fräser Verzahnung x-fein, ISO 060, 3 x Polierer H9642, H9861, H9862)

Prothesenkunststoffe einfach und effizient bearbeiten (Kit DA2). Wir haben das beliebte Kit DA weiterentwickelt mit noch besseren Fräsern für schnelleres Arbeiten.

Vorteile:

- Nur ein Kit für alle Prothesenkunststoffe
- Besonders schneidfreudige Fräser: KX-Verzahnung für harte Kunststoffe, 134er-Verzahnung für thermoplastische Kunststoffe (z.B. Valplast)
- Die schwarze Spezialbeschichtung macht die Fräser sehr langlebig und setzt sich nicht so schnell zu