



Hinrisil®

Flasche 2 x 1 kg grün



Artikelnr.: 216835

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 2.1 kg

Höhe: 135 mm

Breite: 85 mm

Länge: 211 mm

€ 69,41

Zzgl. MwSt.

Flasche 2 x 1 kg grün

Additionsvernetzendes Dubliersilikon.

Hinrisil® ist ein sehr fließfähiges Dubliersilikon. Aufgrund der etwas niedrigeren Härte besonders für die Kuvettendublierung empfohlen.