



VITA Easyshade® LITE

Stück inklusive 2 AA-Batterien



Artikelnr.: 216843
Hersteller: Vita Zahnfabrik
Gewicht: 0.696 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 157 mm
Länge: 220 mm

€ 589,31

Zzgl. MwSt.

Stück Spektrophotometer inklusive 2 AA-Batterien

Das *VITA Easyshade® LITE* – Digitale Farbskala. Ist ein neues Gerät für die digitale Zahnfarbbestimmung am natürlichen Zahn. Es ergänzt das *VITA Easyshade®* Portfolio und zeichnet sich durch seine hohe Präzision, geringe Komplexität und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Dank hochpräziser Spektrophotometer-Technologie zeigt das Gerät binnen zwei Sekunden die passende Zahnfarbe im Display an. Diese wird als VITA classical A1-D4 sowie VITA SYSTEM 3D-MASTER Farbe angegeben. Die Bedienung erfolgt mit nur einem Knopfdruck und kann auch von weniger erfahrenen Anwendern sicher vorgenommen werden.