



VACURET EASY INJECT

Stück mit elektronischem Timer



Artikelnr.: 216868
Hersteller: Reitel Feinwerktechnik
Gewicht: 1.2 kg
Höhe: 420 mm
Breite: 370 mm
Länge: 390 mm

€ 1.100,18

Zzgl. MwSt.

Stück Vakuumrührgerät mit elektronischem Timer

- Vakuum-Rührgerät mit hochwertiger integrierter Vakuumpumpe
- Elektronischer Timer
- Leistungsstarker Motor mit einstellbarer Drehzahl
- Sofort-Start-Funktion der Vakuumpumpe, wenn der mit massivem Metalldeckel ausgestattete Rührbecher unter das Gerät gehalten wird
- Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse inkl. 400 ml Rührbecher mit massivem Metalldeckel

Lieferhinweis: Gerät wird für die Wandmontage geliefert. Stativ muss separat bestellt werden.