



# VACURET CLASSIC

Stück mit manuellem Timer

---



Artikelnr.: 216870  
Hersteller: Reitel Feinwerktechnik  
Gewicht: 1.2 kg  
Höhe: 420 mm  
Breite: 370 mm  
Länge: 390 mm

**€ 1.624,22**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Vakuumrührgerät mit manuellem Timer

- Preiswertes Einsteiger-Vakuum-Anrührgerät mit hervorragender Qualität, langlebiger und zuverlässiger Technik
- Zum Anschluss an den Praxis- oder Labor-Kompressor zur Vakuum-Erzeugung vorgesehen und mit sofortigem Vakuum-Start beim Becher unterhalten, sowie mit einem leistungsstarken Rühr-Motor ausgestattet
- Der Motor mit fester Drehzahl wird einfach mit dem manuellen Timer gestartet
- Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse inkl. 400 ml Rührbecher mit massivem Metalldeckel

**Lieferhinweis:** Gerät wird für die Wandmontage geliefert. Stativ muss separat bestellt werden.