



Protemp™ Crown

Packung 5 Stück oberer Molar L, 1 Stückmesslehre



Artikelnr.: 21688
Hersteller: 3M Healthcare GmbH
Gewicht: 0.049 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 120 mm
Länge: 207 mm

€ 34,07

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronen oberer Molar L, 1 Kronenmesslehre

3M™ Protemp™ Crown Temporäre Krone ist die weltweit erste vorgefertigte und formbare Krone und ermöglicht die Erstellung einer provisorischen Einzelzahn-Krone in 4 Minuten oder auch weniger. Damit arbeiten Sie bis zu zweimal schneller als mit einem Automix- oder Pulver-Flüssigkeits-System.

- Wird bei temporären Seitenzahnkronen verwendet und bietet eine vorgefertigte anatomische Form, hohe Passgenauigkeit und exzellente Festigkeit. Weder Abformung noch Anlegen einer Matrize sind erforderlich
 - Außergewöhnliche Festigkeit – auch für Langzeit-Provisorien geeignet
 - Einzigartige Lösung – auf Implantaten und im Rahmen von digitalen Prozessen
 - Einfach und ästhetisch
 - Schnell: Bis zu 50 % verringerte Herstellzeit bei Einzelzahnprovisorien
 - Erhältlich in einer Farbe und 9 vorgefertigten Größen
-
- Einzelkronen im Seitenzahnbereich
 - Langzeitprovisorien
 - Provisorien auf Implantaten
 - Digitale Abformung