



## ORTHO guide

Set MT3



Artikelnr.: 216885  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 1.34 kg  
Höhe: 240 mm  
Breite: 110 mm  
Länge: 350 mm

**€ 333,24**

*Zzgl. MwSt.*

**Set MT3** zur Kieferorthopädischen Erweiterung, 1 Angulationshilfe, 1 verstellbarer Schleiftisch, 1 Step by Step-Anleitung mit OK/UK Referenzmodellen

Mit dem *ORTHO guide* werden der MT premium und der MT3 zu Spezialtrimmern für kieferorthopädische Bedürfnisse.

Vorteile:

- Schnelles und präzises bissorientiertes Trimmen von Modellen der Kieferorthopädie durch intuitive Schablone und speziellen Trimmertisch
- Mehr Präzision und optimale Ausrichtung der Raphe-Median-Linie durch Richtlicht (nur bei MT premium)
- Genaues Beschleifen der Tuberebene des Oberkiefermodells
- Herstellung exakter dreidimensional orientierter Kiefermodelle durch Berücksichtigung aller Schädelebenen
- Durch das spezielle Führungskonzept ist die Schablone nicht fest am Gerät installiert und lässt sich somit leicht und werkzeuglos entnehmen
- Einfache, schnelle und werkzeuglose Reinigung aller Komponenten
- Step by Step-Anleitung mit OK- und UK-Referenzmodellen (auch für die Prozessdokumentation geeignet)