



Occlutec

Spraydose 75 ml grün



Artikelnr.: 216888
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 156 mm
Breite: 37 mm
Länge: 37 mm

€ 7,85

Zzgl. MwSt.

Spreydose 75 ml grün

Occlutec bietet eine besonders klare und detaillierte Markierung von Störstellen in den Bereichen Modellguss, Kronen und Brücken.

Vorteile:

- Besondere Trennschärfe
- Optimale Dosierung durch mikropulverisierten Sprühfilm
- Homogenes Aussprühverhalten unabhängig vom Füllstand der Dose
- Deutlich höher Ergiebigkeit
- Zu 100 % mit Wasser abwaschbar, rückstandslos entfernbar