




Diamantpolierer 9757

Packung 50 Stück grau mittel, RA, Figur 543, 1,6 mm, ISO 110



Artikelnr.: 216965
Hersteller: Hager & Meisinger GmbH
Gewicht: 0.096 kg
Höhe: 40 mm
Breite: 100 mm
Länge: 100 mm

€ 88,22

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Polierer grau mittel, RA, Figur 543, Kopflänge: 1,6 mm, ISO 110

- 2-Stufen System Einweg Diamant Komposit Polierer
- Speziell für die einfache Politur von Kompositrestaurationen
- Empfohlene Drehzahl 9754M, 9754F: 3.000-5.000 U/min.
- Alle anderen: 3.000-8.000 U/min.
- Maximale Drehzahl: 15.000 U/min.

Hinweis:

Mit geringem Anpressdruck zu verwenden!