



silaplast FUTUR

Nachfüllbeutel 900 ml



Artikelnr.: 21697
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 1.495 kg
Höhe: 141 mm
Breite: 118 mm
Länge: 120 mm

€ 45,30

Zzgl. MwSt.

Nachfüllbeutel 900 ml

Knetbares Abformmaterial, sehr hohe Konsistenz, weiche, geschmeidige Anfangskonsistenz. Ideale Endhärte und Elastizität. Vielseitig verwendbar, z. B. Vorabformmasse für Korrekturabdruck von Präparationen, Überabdruck zur Fixierung von Kupferingabdrücken. Neuartige Formel, geringerer Schrumpfung als herkömmliche C-Silikone. Auch im Folien-Nachfüllbeutel. Farbe weiß.