



Riva Cem Automix

Kit 2 x 4 g Spritze, 16 Mischaufsätze



Artikelnr.: 217037
Hersteller: Southern Dental Industr.
Gewicht: 0.073 kg
Höhe: 91 mm
Breite: 45 mm
Länge: 180 mm

€ 61,90

Zzgl. MwSt.

Kit 2 x 4 g Spritze, 16 Mischaufsätze

Selbsthärtender kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement.

- Einfach zu mischende Automix-Spritze
- Optionales anpolymerisieren für schnelle und leichte Überschussentfernung
- Höchste Biegefestigkeit
- Hervorragende Haftung (Schmelz & Dentin)
- BPA-frei
- Beste Langzeitästhetik
- Anhaltende Fluoridfreisetzung
- Röntgensichtbar
- Erhältlich in einem universellen hellgelben Farbton
- Bioaktive proprietäre ionglass™-Technologie – hohe Ionenfreisetzung zur Unterstützung der Remineralisierung