



Chirurgie Knochenfräser C162AAC

Packung 3 Stück FG XXL, Figur 408, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 217072
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 56,46

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser FG XXL, Figur 408, Lindemann-Verzahnung, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

Knochenfräser konisch, zur Bearbeitung von Knochen- und Zahnhartsubstanz. Die neue mit Hartbeschichtung ZrN (Zirkon-Nitrid) optimierte Lindemann-Verzahnung, gewährleistet einen ruhigen Instrumentenlauf bei höchster Schnittleistung und perfektem Schneidverhalten für ein noch besseres Schneidgefühl und maximale Schnittkontrolle. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen welche bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden.

Anwendung: Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln, Freilegen und entfernen retinierter Zähne, Entfernen von Wurzelresten.

Drehzahl: 60.000 - 100.000 U/min.