



Chirurgie Knochenfräser C162SAC

Packung 3 Stück FG XL, Figur 408, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 217073
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 71 mm
Länge: 80 mm

€ 60,06

Zzgl. MwSt.

Packung 3 Fräser FG XL, Figur 408, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

Knochenfräser zur schonenden Bearbeitung von Knochen- und Zahnhartsubstanz. Die spezielle S-Verzahnung für optimale Schnittschärfe und perfektem Schneidverhalten für ein noch besseres Schneidgefühl und maximaler Schnittkontrolle. Durch die Hartbeschichtung mit ZrN (Zirkon-Nitrid) entspricht der Fräser den hohen Anforderungen welche bei der chirurgischen Knochenbearbeitung an eine hochwertige Oberfläche gestellt werden.

Anwendung: Freilegen und Entfernen retinierter Zähne, Entfernen von Wurzelresten, Präparation von Knochensubstanz und Knochendeckeln, Wurzelspitzenresektionen, Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln.

Drehzahl: 60.000 bis 100.000 U/min.