



## Klebstoffentferner T379X

Packung 5 Stück blau, RA, Figur 277 Ei, 3,5 mm, ISO 018



Artikelnr.: 217086  
Hersteller: Edenta AG  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 6 mm  
Breite: 65 mm  
Länge: 78 mm

**€ 28,53**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Stück blau, RA, Figur 277 Ei, Kopfplänge: 3,5 mm, ISO 018

Hartmetall-Instrumente zur Entfernung von Klebstoffresten nach der Entfernung kieferorthopädischer Brackets. Die bei geringer Geschwindigkeit verwendeten Instrumente sind sehr wirkungsvoll zur Grobentfernung des verbliebenen Klebers und erzeugen nur eine geringe Rautiefe. Die spezielle Schneiden Geometrie ermöglicht einen gezielten und fibrationsarmen Abtrag der weichen Klebstoffresten. Die Eiform ist besonders geeignet für den palatinalen Abtrag der Klebers bei der Lingualtechnik.

Vorteile des Klebstoffentferners: Eine Spezial TiN-Beschichtung verhindert das Zuschmieren der Instrumente Schneiden. Dadurch ist ein ruhiges und kontrolliertes Abtragen der Klebstoffreste möglich, bei nur minimaler Wärmeentwicklung.

- Drehzahl 30.000 - 40.000 U/min.