



StarTec RA

Stück lila mittelgrob, RA, Figur 099 Twist, 1,5 mm, ISO 130



Artikelnr.: 217106
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.031 kg
Höhe: 42 mm
Breite: 42 mm
Länge: 76 mm

€ 34,31

Zzgl. MwSt.

Stück Polierer lila mittelgrob, RA, Figur 099 Twist, 1,5 mm, ISO 130

Zweistufiges Poliersystem mit Diamantkörnung, für die intraorale Hochglanz-Politur von Zirkoniumdioxid, Lithium-Disilikat (LS2), Zirkonverstärktes Lithium Silikat (ZLS) sowie Hybrid-Keramik. Die hoch flexiblen Polierlamellen passen sich an jede Oberflächenstruktur an und erzeugen somit auch auf schwer polierbaren Bereichen, wie der Okklusionsfläche, perfekte Polier Ergebnisse. Empfohlene Drehzahl 6.000 U/min.. Immer mit Kühlung arbeiten, 50 ml/min. Beim Polieren mit Lamellen Polierern ist eine externe Kühlung zu verwenden, welche zwischen Polierer und Keramik-Füllung gerichtet wird.