



Xthetic® prime

Flasche 80 ml Monomer



Artikelnr.: 217169
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.203 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 58 mm
Länge: 63 mm

€ 18,66

Zzgl. MwSt.

Flasche 80 ml Monomer

Gießbarer Hightech PMMA Kunststoff zur passgenauen Herstellung von herausnehmbarem oder feststehendem Zahnersatz im Gießverfahren.

Dieser hochwertige Prothesenkunststoff für die Total- und Teilprothetik lässt sich mit einem erheblich verringerten Monomeranteil als bei marktüblichen Autopolymerisaten verarbeiten und zeichnet sich daher durch eine hohe Passgenauigkeit bedingt durch eine minimale Schrumpfung, eine extrem homogene Oberfläche und einen sehr niedrigen Restmonomergehalt aus.

Indikationen:

- Komplettierung von Modellgussprothesen
- Herstellung von Totalprothesen im Gießverfahren
- Partielle oder totale Unterfütterung (indirekte Anwendung)
- Ergänzungen und Reparaturen

Eigenschaften:

- Sehr gute Fließfähigkeit, trotz verringertem Monomeranteil
- Dadurch optimale Schleimhautverträglichkeit, da weniger Restmonomer
- Minimale Schrumpfung, daher sehr hohe Passgenauigkeit
- Homogene Oberfläche, sehr geringe Plaqueanfälligkeit
- Einfache Ausarbeit- und Polierbarkeit
- Auch hervorragend für Implantatarbeiten geeignet
- Physiologische Farben und absolute Farbstabilität
- Cadmium frei
- Geprüfte und zertifizierte Biokompatibilität