



smart Mixingtips T

Beutel 50 Stück braun 1:1



Artikelnr.: 217178
Hersteller: Smartdent
Gewicht: 0.105 kg
Höhe: 35 mm
Breite: 165 mm
Länge: 233 mm

€ 26,79

Zzgl. MwSt.

Beutel 50 Mischkanülen braun 1:1

Durch ein speziell entwickeltes Mischverfahren und dem kompakten Design mit verkürzter Geometrie sorgt der T-Mischer bis zu 40 % weniger Materialabfall im Vergleich zu den bewährten Helical-Mischkanülen. Also eine perfekte Alternative!