



LumiX® Gel

Set 3 x 3 g Gel rot, 9 Dosiernadeln



Artikelnr.: 217199
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.06 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 82 mm
Länge: 194 mm

€ 41,36

Zzgl. MwSt.

Set 3 x 3 g Gel rot, 9 Dosiernadeln

Modellierkunststoff, lichthärtend. Gelförmiger, bzw. pastöser, ru?ckstandsfrei verbrennbarer Kunststoff für sämtliche zahntechnische Modellationen im Dentallabor.

Eigenschaften:

- Sofort gebrauchsfertiges Material
- Universelle Anwendung
- Das Gel ist sofort standfest, jedoch thixotrop
- Die Paste ist knet- und mit Spatel modellierbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Kurze Polymerisationszeit
- Hohe Dimensionsstabilität
- Geringe Schrumpfung
- Hohe Passgenauigkeit
- Sehr gutes Verhalten beim Beschleifen
- Ru?ckstandsfrei verbrennbar

Das Gel und die Paste sind sowohl untereinander, als auch mit sonstigen, konventionellen oder lichthärtenden Wachsen kombinierbar.