



pattern eXpress®

Flasche 100 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 217207
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.23 kg
Höhe: 138 mm
Breite: 61 mm
Länge: 61 mm

€ 28,66

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml Flüssigkeit

Modellierkunststoff, Autopolymerisat. Rückstandsfrei verbrennbarer Kunststoff für sämtliche zahntechnische Modellationen im Dentallabor.

Das Material ist sowohl in langjährig bewährter Farbe ROT als auch in der Farbe DENTIN für Modellstümpfe erhältlich. Letzteres gewährleistet eine natürliche Farbgebung bei Zirkon- oder Keramikarbeiten, da die rote Farbe des Standardkunststoffes nicht durch die Arbeit hindurchscheint und die Farbwahrnehmung irritiert.

Eigenschaften:

- Pulver- und Flüssigkeitskomponente perfekt abgestimmt auf die Verarbeitung sowohl mit dem Pinsel als auch dem Modellierinstrument
- Hervorragendes Anquellverhalten
- Angenehme Verarbeitungsbreite
- Schnelle und sichere Polymerisation
- Sehr geringe Schrumpfung
- Hohe Dimensionsstabilität
- Hohe Passgenauigkeit
- Sehr gutes Verhalten beim Beschleifen
- Rückstandsfrei verbrennbar