



pattern eXpress® Station

Stück inklusive 2 x 15 ml Silikonbecher, 1 Ersatzpinsel, 1 Pipette



Artikelnr.: 217258
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.305 kg
Höhe: 76 mm
Breite: 151 mm
Länge: 208 mm

€ 75,67

Zzgl. MwSt.

Stück Arbeitsstation inklusive 2 x 15 ml Silikonbecher, 1 Ersatzpinsel, 1 Pipette

Eine praktische Arbeitsstation zur sicheren Aufbewahrung und Anwendung des Kunststoffes. Als Sonderzubehör erhältlich.