



reBlanX®

Packung 100 g Pulver farblos



Artikelnr.: 217259
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.154 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 55 mm
Länge: 55 mm

€ 22,26

Zzgl. MwSt.

Packung 100 g Pulver farblos

CAD/CAM Kunststoff, Autopolymerisat. Kunststoff zur Wiederbefüllung von CAD/CAM Fräsronden im Dentallabor.

Indikationen

- Herstellung von Aufbissschienen im CAD/CAM Verfahren
- Herstellung von Prothesenbasen im CAD/CAM Verfahren Herstellung von Kronen und Brücken im CAD/CAM Verfahren

Eigenschaften

- Universelle Anwendung, kann zur Wiederbefüllung sämtlicher PMMA-Blanks verwendet werden
- Sehr einfache Verarbeitung, optimales Spanverhalten beim Fräsen
- Optimale Schleimhautverträglichkeit durch geringen Restmonomergehalt
- Minimale Schrumpfung, keine Spannung innerhalb des Materials dank kontrollierter Polymerisation
- Homogene Oberfläche, sehr geringe Plaqueanfälligkeit
- Einfache Ausarbeit- und Polierbarkeit
- Absolut farbstabil und Cadmium frei
- Geprüfte und zertifizierte Biokompatibilität