



Xthetic® temp

Flasche 100 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 217351
Hersteller: AcrylX GmbH
Gewicht: 0.23 kg
Höhe: 135 mm
Breite: 55 mm
Länge: 55 mm

€ 40,82

Zzgl. MwSt.

Flasche 100 ml Flüssigkeit

Kronen- und Brückenkunststoff, Autopolymerisat.

Kunststoff zur indirekten, extraoralen Anfertigung von Kronen und Brücken sowie zur Hinterlegung bzw. Befestigung von Veneers an Metallgerüsten.

Indikationen

- Provisorische Kronen und Brücken (langzeitige Tragedauer)
- Hinterlegung und Befestigung von Veneers an Metallgerüsten
- Hinterlegung und Befestigung präparierter Konfektionszähne an Metallgerüsten Wiederherstellung / Verklebung von Facetten
- Ästhetische Ergänzungen und Reparaturen von Konfektionszähnen

Eigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- Hervorragende mechanische Eigenschaften
- Hohe Abriebfestigkeit
- Minimale Schrumpfung
- Homogene Oberfläche, sehr geringe Plaqueanfälligkeit
- Einfache Ausarbeit- und Polierbarkeit
- Physiologische, fluoreszierende Farben und absolute Farbstabilität
- Cadmium frei
- Geprüfte und zertifizierte Biokompatibilität