



Harvard VeneerCem

Packung 2 x 1 ml Spritze, 8 Needle Tips H18



Artikelnr.: 217460
Hersteller: Harvard Dental Internaton
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 161 mm
Breite: 35 mm
Länge: 35 mm

€ 60,77

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1 ml Spritze, 8 Needle Tips H18

Farblich adaptiver, lichthärtender Composite Zement für die Befestigung von transluzenten Veneers Farblich adaptiv – für eine gute Adaption an die vorhandene Restauration.

Harvard VeneerCem lässt sich präzise auftragen und Materialüberschüsse können leicht entfernt werden. Die einzigartige Formulierung verhindert eine Randspaltbildung und ist verfärbungsresistent. Glatte Ränder ohne Porositäten sind weniger anfällig für Plaquebildung und Verfärbungen.

- Präzise Applikation
- Einfache Überschussentfernung
- Dauerhaftes Ergebnis
- Sehr gute Polierbarkeit
- Natürliche Fluoreszenz
- Keine Try-in Paste erforderlich (Zeitersparnis)
- Hohe Farbstabilität