



Medicom® SafeSeal® Quattro

Rolle 200 m, 50 mm



Artikelnr.: 217509
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 1.063 kg
Höhe: 258 mm
Breite: 196 mm
Länge: 196 mm

€ 23,50

Zzgl. MwSt.

Rolle 200 m, 50 mm

Sterilisationsschlauch für die Dampf- und Gassterilisation mit besonders reißfester Mehrschichtfolie aus Polypropylen/Polyethylen. Die transparente, blau eingefärbte Folie erleichtert sowohl die Sicht auf die Instrumente als auch das Erkennen von Einstichen oder Rissen in der Folie. Mit Innen- und Außenindikator.

- *Medicom® SafeSeal® Quattro Sterilisationsschlauch* - flach
- MD Class I
- Made in EU

Die Schläuche gibt es in unterschiedlichen Breiten. Die erforderliche Länge der einzelnen Verpackung wird von der Rolle abgeschnitten. Danach wird zunächst eine Seite des Schlauches versiegelt, anschließend das Sterilgut eingebracht und dann die zweite Seite versiegelt. Zum Versiegeln ist ein medizinisches Folienschweißgerät erforderlich.

- **Beschaffenheit** - Sichert die Sterilität des Inhalts
- **Durchlässigkeit** - Ermöglicht das Eindringen von Dampf
- **Drapierbarkeit** - Passt sich den Konturen des Inhaltes gleichmäßig an
- **Durchstichfestigkeit** - Vermeidet Defekte durch scharfe Instrumente
- **Reißfestigkeit** - Verhindert das Zerreißen
- **Transparenz** - Macht den Inhalt sichtbar und lässt Perforationen erkennen