



Paro Set LS-Passion

Set



Artikelnr.: 217543
Hersteller: Carl Martin GmbH
Gewicht: 0.282 kg

€ 369,67

Zzgl. MwSt.

Set 1 Steri-Wash-Tray 190 x 90 x 34 mm, 4 Gracey Küretten (LS972/5-6, LS972/7-8, LS972/11-12,LS972/13-14), 1 Scaler LS972/H6-H7

LiquidSteel-Passion ist unser Auftakt in eine neue Ära von Design, Ergonomie, Schärfe und Langlebigkeit von Handinstrumenten. Ein spezieller HIGH-TECH-STAHLE mit einer Härte von bis zu 60HRC zeichnet sich durch hohe Abriebbeständigkeit, Schnitthaltigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit aus. Eingehende Materialtests in einem zertifizierten Labor sowie Testreihen in Zahnarztpraxen und Universitäten – national wie international – bestätigen eine hervorragende Longlife Performance. Nachschleif-Intervalle insbesondere bei Küretten und Scaler werden deutlich verlängert werden. Die speziell angeordneten und geformten Griffmulden optimieren Haptik, Taktilität und fördern ein ermüdungsfreieres Arbeiten. Angepasste glatte Oberflächen, an unsere seit vielen Jahren bestehende LiquidSteel Serie, ermöglichen eine optimale Reinigung. Das LiquidSteel-Passion-Sortiment umfasst aktuell unsere gängigen GRACEY-Küretten – Standard und MIKRO, Scaler, Zahn- und Parodontalsonden, Raspatorien, Skalpellklingenhalter und Mundspiegelgriffe.

Geeignet für alle gängigen Aufbereitungsverfahren. Instrumentenaufbereitung im Downloadbereich unter: www.carlmartin.de

- ALLES FEST IM GRIFF mit der neuen Pad3 Grifftechnik. Spezielle Fingermulden sorgen für optimierte Haptik, Taktilität und sichere Führung des Instruments bei reduziertem Kraftaufwand.
- HIGH-TECH Edelstahl mit sehr hoher Härte. Enorme Schärfe für einen dauerhafteren Einsatz (Verringerung der Nachschleif-Intervalle).