



Lucitone Digital Print™ 3D Denture Resin

Flasche 1 kg original



Artikelnr.: 217600
Hersteller: DeguDent GmbH
Gewicht: 1.309 kg
Höhe: 102 mm
Breite: 140 mm
Länge: 250 mm

€ 641,28

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 kg original

Unsere 3D-Prothesenbasis umfasst alle subtilen Farbtöne von hellrosa bis dunkelrot und bietet eine komplette Suite von Lucitone-Gingiva-Farbtönen für jeden Patienten.

- Übertrifft ISO-Standards für hohe Auswirkungen
- Kein Mischen erforderlich - einfach gießen und drucken
- Erhältlich in fünf Lucitone-Farbtönen