



## Dentamat 500 Entwickler

Set 5 x 500 ml Entwickler, 5 x 500 ml Fixierer

---



Artikelnr.: 217645  
Hersteller: Röntgen-Bender  
Gewicht: 7.25 kg  
Höhe: 195 mm  
Breite: 155 mm  
Länge: 285 mm

**€ 75,79**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Set 5 x 500 ml Entwickler, 5 x 500 ml Fixierer**

DENTAMAT 500 ist ein Dentalfilm-Entwicklungsset ( Entwickler und Fixierer ) für die Entwicklung von Dentalfilmen in Tauch - Entwicklungsautomaten ( Clarimat Universal, Standard, Dry-O-Mat, Girardelli X-3 und X-3D u.a. ). Die Konzentrate garantieren eine optimale Verarbeitung und Archivfähigkeit der Dental-Filme. Die manuelle Verarbeitung in Schale bzw. Tank ist ebenfalls möglich. Entwickler- und Fixierbadkonzentrat sind einteilig.