



# BeutiBond Xtreme

Flasche 5 ml Adhäsiv



Artikelnr.: 217707  
Hersteller: Shofu Dental GmbH  
Gewicht: 0.046 kg  
Höhe: 48 mm  
Breite: 126 mm  
Länge: 189 mm

**€ 57,38**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 5 ml Adhäsiv

The Power of ONE - Das leistungsfähige All-in-One Universal-Adhäsiv für alle Ätztechniken und eine Vielzahl von Restaurationsmaterialien.

- Nur eine Flasche für viele Indikationen und Materialien
- Haftet gleich gut an feuchtem und trockenem Dentin
- Kein Füller, kein HEMA – Schutz vor Hydrolyse
- Geeignet für Self-Etch-, Total-Etch- und Selective-Etch-Technik
- Vereinfachtes Verfahren für jede Substratoberfläche
- Kein zusätzlicher Primer erforderlich
- Lagerfähig bei einer Temperatur von 1-25 °C

Indikationen:

- Befestigung direkter Restaurationen mit lichthärtendem Komposit
- Intraorale Reparatur frakturierter Restaurationen mit lichthärtendem Komposit
- Befestigung von Wurzelstiften und Stumpfaufbauten
- Befestigung indirekter Restaurationen mit licht- oder dualhärtendem Kompositzement
- Versiegelung von Zahnpräparationen für indirekte Restaurationen