



## Repin™

Packung Impressionspaste 1 x 300 g weiß, 1 x 125 g braun, 1 Mischblock, 1 Tubenroller

---



Artikelnr.: 217711  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.59 kg  
Höhe: 73 mm  
Breite: 110 mm  
Länge: 168 mm

**€ 9,16**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** Impressionspaste 1 x 300 g weiß, 1 x 125 g braun, 1 Mischblock, 1 Tubenroller

*Repin™* ist ein Zinkoxid-Eugenol-Abdruckmaterial, das Volumenstabilität und eine detaillierte Reproduktion des weichen Mundgewebes bietet.

*Repin™* ist als 2-Komponenten-Verabreichungssystem erhältlich. Die Komponenten werden in Tuben geliefert - eine 125-g-Tube mit brauner Paste und eine 300-g-Tube mit weißer Paste. Beide Pasten sollten gemischt werden, um ein homogenes Material zu erhalten.

Produktvorteile:

- Feuchtigkeit in der Mundhöhle beschleunigt die Aushärtung - es härtet von der Oberfläche aus - aufgrund der Feuchtigkeit in der Mundhöhle
- Perfekte Detailwiedergabe
- Seine Konsistenz ermöglicht eine Abformung ohne Kompression der Weichteile

Indikationen:

Repin ist indiziert für die Abformung zahnloser Kiefer in individuellen Abformlöffeln zur Herstellung herausnehmbarer Vollprothesen und zur provisorischen Fixierung von Kronen, Brücken und Stifzähnen.