



PATTERN RESIN LS

Nachfüllpackung 105 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 21772

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.265 kg

Höhe: 151 mm

Breite: 65 mm

Länge: 68 mm

€ 30,01

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 105 ml Flüssigkeit

Modellierkunststoff für Teleskop- und Konuskronen, Geschiebearbeiten, Klebebrücken, Palatinalbögen, Klammern usw. Minimale Schrumpfung. Ausgezeichnete Festigkeit und kurze Abbindezeit. Keine Verformung dünnwandiger Käppchen. Verbrennt rückstandslos. Die Low Shrinkage Flüssigkeit minimiert die Schrumpfung noch einmal bis zu 50 %.