



## GC Fuji PLUS (EWT)

Packung 15 g Pulver A3



Artikelnr.: 21773

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.071 kg

Höhe: 91 mm

Breite: 43 mm

Länge: 48 mm

**€ 54,85**

Zzgl. MwSt.

**Packung 15 g Pulver A3**

Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestorationen sorgt. *GC Fuji PLUS (EWT)* bietet eine längere Verarbeitungszeit zur Befestigung großspanniger Brücken, Kombinationsarbeiten und mehrerer Restaurationen in einem Arbeitsschritt.